



BBS-H1300 & BBS-H1800

Cabina de flujo laminar horizontal

Accesorios

- ▶ Base de soporte (1pz)
- ▶ Lámpara led (1pz)
- ▶ Lámpara UV (2 piezas)
- ▶ Grifo (2 piezas)
- ▶ Zócalo impermeable (2piezas)

¿Te interesa el producto? Solicita tu cotización escribiendo a: ventas@biomars.pe

Especificaciones Técnicas

Modelo	BBS-H1300	BBS-H1800
Tamaño externo (Ancho, Profundidad y Altura)	1300 * 820 * 2040mm	1800 * 820 * 2070mm
Tamaño interno (Ancho, Profundidad y Altura)	1200 * 500 * 570mm	1700 * 500 * 570mm
Altura de la superficie de trabajo	750mm	
Monitor	Pantalla LCD	
Velocidad del flujo de aire	Promedio de 0.3 ~ 0.5m / s	
Material	Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento de polvo anti-bacterias	
	Mesa de trabajo: acero inoxidable 304	
	Ventana lateral y frontal: vidrio templado de 5 mm, anti-UV	
Prefiltro	Fibra de poliéster, lavable	
Filtro HEPA	99.999% de eficiencia a 0.3um	
Ruido	<60dB	
Ventana frontal	Motorizado	
Apertura máxima	430mm	
Lámpara led	12W * 1	16W * 2
Lámpara UV	30W * 1	30W * 1
	Emision de 253.7 nanometros.	
Consumo	400W	700W
Caster	Lanzador universal con pies niveladores.	
Casquillo impermeable	Dos, carga total ≤ 500W	
Fuente de alimentación	AC220V ± 10%, 50 / 60Hz; 110V ± 10%, 60Hz	
Accesorio estándar	Lámpara LED, lámpara UV * 2, Base, Grifo de gas, Toma impermeable * 2, Grifo de agua (solo para BBS-H1800)	
Peso bruto	254kg	328kg
Tamaño del paquete (Ancho, Profundidad y Altura)	1450 * 1060 * 1650mm	1950 * 1030 * 1540mm

¿Te interesa el producto? Solicita tu cotización escribiendo a: ventas@biomars.pe



Tu equipo de laboratorio a sólo un click



biomars.pe



biomars.pe



969517661



ventas@biomars.pe



(01)4801628

www.biomars.pe