

AUTOCLAVE VERTICAL ANÁLOGA 18 LITROS

TAISITE



TAISITE YX-18LD

Es un equipo que sirve para esterilizar material de laboratorio y médico, utilizando vapor de agua a alta presión y temperatura, evitando con las altas presiones que el agua llegue a ebullición a pesar de su alta temperatura. Nuestro esterilizador cilíndrico vertical de vapor de agua, es un equipo eficaz de bajo consumo eléctrico, ideal para clínicas, instituciones de investigación científica.

CARACTERÍSTICAS

1. Estructura totalmente de acero inoxidable.
2. Manómetro con indicación de doble escala.
3. Calefacción eléctrica.
4. Fácil de usar, seguro y fiable.

ESPECIFICACIONES

Datos técnicos	YX-18LD
Volumen de esterilización	18L (280 * 260 mm)
Presión	0,14 -0,16 MPa
Temperatura de trabajo	126 °C
Rango de ajuste de temperatura	126 °C
Max. presión de seguridad	0.165Mpa
Variación calor promedio	$\leq \pm 1$ °C
Consumo de energía	AC220V / 2KW
Dimensiones	410 × 410 × 520 mm
Peso Bruto / Peso Neto	18 / 16KG