

BALANZA ANALÍTICA 220G, DE 0.0001G/0.1MG



MODELO: FA2204N
MARCA: SEBAX
CAPACIDAD: 220GR
PROCEDENCIA: CHINA

Descripción:

1. Tecnología de compensación de fuerza electromagnética
2. Base de aleación de aluminio fundido a presión y plato de acero inoxidable.
3. Pantalla LED retroiluminada de alta luminosidad.
4. Interfaz RS232.
5. Parabrisas de cristal transparente incluido de serie.
6. Protección contra sobrecargas, ajuste de nivel de burbuja y gancho
7. Sustracción de capacidad completa.
8. Conversión de múltiples unidades de pesaje: g/mg/ct/oz.
9. Calibración interna a elección.
10. Pesaje, conteo de piezas, pesaje porcentual.
11. Adaptador de corriente universal incluido de serie.
12. Pesa de calibración certificada incluida de serie.

Modelo	FA2204N
Capacidad máxima	220 gramos
Clase de precisión	I
Lectura mínima	0,01 g
Exactitud	0,1 mg
Repetibilidad	±0,0002 g
Error de linealidad	±0,0003 g
Tiempo de estabilidad	≤3S
Temperatura de trabajo.	15°C ~ 35°C
Tamaño de la sartén	φ90mm
Dimensiones	300*200*295 milímetros
Fuente de alimentación	adaptador de corriente
Modo de calibración	calibración externa/calibración interna
Peso Bruto	6,0 kg
Peso Neto	5,0 kg
Tamaño del embalaje	425*320*415 milímetros
Interfaz de comunicación	RS232 (interfaz USB opcional)

Accesorios:

- 1 Cable de alimentación
- 2 Plato de pesaje
- 3 Peso patrón
- 4 Manual de usuario

