


BALANZAS ELECTRÓNICAS DE PRECISIÓN – MODELO: JNB50001 – 0.1g - MARCA: SEBAX



PCS Cálculo

 Conversión de Unidades

MODELO: 5000g 0.1g
JNB50001

1. Pantalla LCD de fuente grande con luz de fondo, lectura clara
2. Los modos de funciones múltiples con conteo, conversión de unidades y pesaje
3. La fuente de alimentación externa se adapta automáticamente al voltaje global, en situaciones de emergencia puede usar una batería estándar
4. La advertencia de baja energía, indicación de sobrecarga, indicador de nivel, pies ajustables
5. El plato de pesaje y la plataforma de pesaje de acero inoxidable son sólidos y duraderos, fáciles de limpiar
6. Dispositivo central de alto grado seleccionado, adecuado para pesaje profesional
7. El diseño de botón estándar, fácil de operar
8. La carcasa está hecha de material de ingeniería profesional, puede usarse durante mucho tiempo

DATOS TÉCNICOS

Model	Max Capacidad	Exactitud	Tamaño de sartén (mm)	Dimensiones (mm)
JNB50001	5000g	0.1g	160*180	280*200*80
JNB10000 1	10000g	0.1g	160*180	280*200*80
JNB15000 1	15000g	0.1g	160*180	280*200*80
JNB20000 1	20000g	0.1g	175*160	280*200*80
JNB30000 1	30000g	0.1g	175*160	280*200*80
JNB2001	200g	0.1g	115	280*200*160
JNB5001	500g	0.1g	128	280*200*160
JNB10001	1000g	0.1g	128	280*200*160

JNB20001	2000g	0.1g	128	280*200*160
JNB30001	3000g	0.1g	128	280*200*160
JNB1002	100g	0.01g	115	280*200*160
JNB5002	500g	0.01g	128	280*200*160
JNB10002	1000g	0.01g	128	280*200*160
JNB20002	2000g	0.01g	128	280*200*160
JNB30002	3000g	0.01g	128	280*200*160
JNB1003	100g	0.001g	90	280*200*160
JNB2003	200g	0.001g	90	280*200*160



JNB30000	30000g	0.1g
1		

JNB30002	3000g	0.01g
----------	-------	-------

