

BALANZA ANALÍTICA DE HUMEDAD 110G, 0.001G



MODELO: MBA1103
MARCA: SEBAX
CAPACIDAD: 110G
PROCEDENCIA: CHINA

Analizador de Humedad por Halógeno

1. Pantalla LED y táctil de 5 pulgadas con lectura clara.
2. Bandeja de muestra de aluminio sólida y duradera, fácil de limpiar.
3. Diseño de doble unión, de fácil operación.
4. Múltiples sistemas de protección: contra sobrecarga, sobre temperatura, bloqueo de puerta y sobrecarga de pesaje.
5. Parámetros incorporados de temperatura, tiempo y otros, adecuados para diversos tipos de pruebas de muestra, con operación de un solo botón.
6. Lámpara halógena de alto rendimiento, que proporciona un calentamiento rápido y estable.



Descripción:

Modelo	MBA1103
Marca:	Sebax
Capacidad:	110g
Legibilidad:	0.001g
Sensor:	Célula de carga
Tamaño de la bandeja:	φ96mm
Pantalla:	Pantalla táctil de 5 pulgadas
Temperatura de operación:	5°C-35°C
Fuente de calor:	Lámpara halógena
Sensor de temperatura:	PT-100-2
Rango de temperatura:	40°C-160°C
Ajuste de temperatura:	1°C
Rango de humedad:	100.00%-0.00%
Legibilidad de la humedad:	0.01%
Rango de prueba:	100.00%-0.00%
Legibilidad del secado:	0.01%
Almacenamiento:	20
Curva de análisis:	Curva dinámica en tiempo real
Altura de prueba:	30mm
Idioma:	Inglés
Fuente de alimentación:	220V 50Hz / 110V 60Hz
Tamaño:	336 X 185 X165mm
Tamaño del empaque:	415 X 310 X255mm
Peso bruto/neto:	4.0kg / 3.5kg

Accesorios:

1. Cable de alimentación
2. Plato de pesaje
3. Soporte para sartenes
4. Sartenes a prueba de viento
5. Pesa
6. Manual de usuario

