

## BALANZA ANALITICA – 500g / 0.001g



**MODELO: FA5003S**

**MARCA: SEBAX**

**PROCEDENCIA: CHINA**

### **Descripción:**

1. Gran pantalla dual con luz de fondo (pantalla frontal y trasera), lectura clara
2. Conteo, conversión de unidades y pesaje
3. Conversación de múltiples unidades de pesaje: g/ct/oz...
4. Adaptador de corriente universal suministrado de serie, puede usar batería estándar
5. Advertencia de baja energía, indicación de sobrecarga, indicador de nivel, patas ajustables
6. Plato de pesaje y plataforma de pesaje de acero inoxidable
7. Parabrisas de vidrio totalmente transparente de cinco lados

Modelo	FA5003S
Capacidad máxima:	500 gramos
Clase de precisión:	II
Lectura mínima	20mg
Exactitud: 0,001 g	Exactitud: 0,001 g
Repetibilidad:	±0.002g
Error de linealidad:	±0.002g
Tiempo de estabilidad:	≤3S
Temperatura de trabajo:	15°C ~ 35°C
Tamaño del plato:	φ90 mm
Dimensiones:	320*195*280 milímetros
Fuente de alimentación:	Adaptador de corriente y batería seca de 1,5 V *4
Modo de calibración:	calibración externa
GW:	4,0 kilogramos
Tamaño del embalaje:	375*255*340 milímetros
Interfaz de comunicación:	RS232/ interfaz USB



#### Accesorios:

- ① Cable de alimentación
- ② Plato de pesaje
- ③ Peso patrón
- ④ Manual de usuario

