

FICHA TÉCNICA

**Analizador bioquímico semiautomatizado
EC9004 VET**

COMPATIBLE WITH DIASYS



“ **Una solución innovadora para tu veterinaria** ”

Bioquímico 3 en 1

Especificaciones técnicas



RESOLUCIÓN

» 0,0001 Abs.



RANGO FOTOMÉTRICO

» 0,0000-3,3000 Abs.



PANTALLA

» LCD TFT de 7,0" con pantalla táctil, 800*480 píxeles.



CPU

» Brazo Cortex-A8, 800M Hz.



IMPRESORA

» Impresora térmica incorporada (papel de impresora de 57 mm), compatible con impresora externa.



INCUBADORA DE CELDA

» 25, 30, 37°C.



MEMORIA

» SDRAM DDR3: 512 MB; memoria flash: 256 MB; se pueden almacenar más de 180 programas y más de 2 millones de resultados.



INCUBADOR EXTERNO

» Incubador de 37°C.

Pruebas que procesa

DiaSys

QCA QUÍMICA CLÍNICA APLICADA S.A.

PRUEBAS DE BIOQUÍMICA CLÍNICA

1. Ácidos biliares	9. Colesterol	17. LDH
2. Ácido urico	10. Colinesterasa	18. LDL
3. Albumina	11. Creatinina	19. Lipasa
4. Amilasa	12. Fosfatasa alcalina	20. Proteínas totales
5. Bilirrubina directa	13. Gamma glutamil	21. Transaminasas TGO
6. Bilirrubina total	14. Glucosa	22. Transaminasas TGP
7. CK-MB	15. HDL	23. Triglicéridos
8. CK-NAC	16. Hierro	24. Urea / BUN





ELECTRÓLITOS

1. Calcio
2. Cloruro
3. Fósforo
4. Magnesio
5. Sodio
6. Potasio

